


Anticorpo Policlonal Anti-Tubgcp6 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q96Rt7

Número do item: CM0018976



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TUBGCP6 (GCP6), uma subunidade essencial do complexo do anel de gama-tubulina. Adequado para WB, IHC-P e ELISA em humanos, camundongos e ratos. Essencial para estudos do centrôssomo e da nucleação de microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TUBGCP6 Rabbit pAb
Observações/Antigo	GCP6; GCP-6; MCCRP; MCCRP1; MCPHCR; TUBGCP6
Espécie	Humano
ID do gene (humano)	85378
ID do gene	85378
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 600-900 de TUBGCP6 humano (NP_065194.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	Q96RT7
Peso da proteína	200 kDa
Envio	Bolsa de gelo