

Anticorpo Monoclonal Anti-Cadeia Beta-1 De Tubulina Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H4B7

Número do item: CM0002060

introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Cadeia beta-1 de Tubulina para WB, IF/ICC, ELISA. Reconhece a cadeia beta-1 de tubulina humana, reage de forma cruzada com camundongo, rato, vaca, cão e macaco. Adequado para estudos de estrutura e função dos microtúbulos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo monoclonal de coelho Anti-Cadeia beta-1 de Tubulina
Observações/Apelido	MACTHC1; Cadeia beta-1 de Tubulina
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	81027
ID do Gene	81027
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 352-451 da cadeia beta-1 de tubulina humana (Q9H4B7).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato, Vaca, Cão, Macaco
SWISS	Q9H4B7
Peso Proteico	50 kDa
Envio	Saco de gelo