


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tufm Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Ip, Elisa - P49411

Número do item: CM0025723



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra TUFM humano (EF-TuMT), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA. Ideal para pesquisa em tradução mitocondrial, autofagia e imunidade inata. Reage de forma cruzada com camundongo e rato.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho TUFM
Observações/Apelido	P43; EFTU; COXPD4; EF-TuMT; TUFM
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7284
GeneID	7284
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 186-455 do TUFM humano (NP_003312.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P49411
Peso Proteico	50kDa
Envio	Saco de gelo