


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tug/Aspscr1 Para Wb E Elisa - Q9Bze9

Número do item: CM0003903



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho Anti-TUG/ASPSCR1 da CamelBio, validado para Western Blot e ELISA. Detecta TUG/ASPSCR1 humano e de rato, uma proteína de ancoragem GLUT4 de ~60kDa. Ideal para pesquisa em metabolismo e câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal de Coelho TUG/ASPSCR1
Observações/Apelido	TUG; ASPL; ASP5; RCC17; UBXD9; UBXN9; ASPCR1; TUG/ASPSCR1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	79058
ID do Gene	79058
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 200-300 do TUG/ASPSCR1 humano (Q9BZE9).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q9BZE9
Peso da Proteína	60kDa
Envio	Saco de Gelo