

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tulp2 Para Wb, Ihc-P, Elisa - P46686

Número do item: CM0020247

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra Tulp2 de camundongo (proteína 2 relacionada à Tubby). Validado para WB, IHC-P e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Adequado para pesquisas em retina e testículos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	Tulp2 Rabbit pAb
Observações/alias	Pdet, Tulp2
Espécie	Camundongo
ID do gene (humano)	7288
ID do gene	56734
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 78-305 de Tulp2 de camundongo (NP_032833.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P46686
Peso da proteína	63 kDa
Transporte	Bolsa de gelo