


Anticorpo Policlonal Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Para Wb - Q9Np84

Número do item: CM0013660



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TWEAKR/Fn14/CD266 humano (TNFRSF12A). Validado para aplicações de Western blot e ELISA. Imunógeno recombinante; 14 kDa; reativo com humano. Adequado para pesquisas sobre apoptose e angiogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TWEAKR/Fn14/CD266 pAb de coelho
Observações/Apelido	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
Espécie	Humano
GeneID (humano)	51330
GeneID	51330
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 28-129 de TWEAKR/Fn14/CD266 humano (NP_057723.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Humano
SWISS	Q9NP84
Peso da proteína	14 kDa
Envio	Em bolsa de gelo