


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Tweakr/Fn14/Cd266 Para Wb, Elisa - Q9Np84

Número do item: CM0010392



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado a TWEAKR/Fn14/CD266 (TNFRSF12A) humano, validado para WB e ELISA. Reage com o camundongo. Imunógeno recombinante dos aminoácidos 50-129. Reconhece a proteína de 14kDa. Adequado para estudos de apoptose, angiogênese e adesão celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TWEAKR/Fn14/CD266 mAb de Coelho
Observações/Apelido	FN14; CD266; TWEAKR; TWEAKR/Fn14/CD266
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51330
GeneID	51330
Imunógeno	Péptido Sintético (Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 50-129 de TWEAKR/Fn14/CD266 humano (Q9NP84))
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NP84
Peso da Proteína	14kDa
Envio	Saco de gelo