

Anticorpo Policlonal Anti-Twfl1 Para Wb, Elisa - Q12792

Número do item: CM0017720



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra Twf1 humano (Twinfilina-1/A6/PTK9). Validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre dinâmica da actina e endocitose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Twf1 pAb de coelho
Observações/Apelidos	A6, PTK9, Twf1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	5756
ID do Gene	5756
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 101-350 de Twf1 humano (NP_002813.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q12792
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Embalagem de gelo