


Anticorpo Policlonal Anti-Twf2 Para Wb, Elisa - Q6lbs0

Número do item: CM0026428



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra twinfilin-2 (TWF2), validado para Western blotting e ELISA. Reage com humano e rato. Envolvido na dinâmica da actina e endocitose. Adequado para pesquisa de citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TWF2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11344
ID do Gene	11344
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-349 do TWF2 humano (NP_009215.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	Q6IBS0
Peso da Proteína	40kDa
Envio	Saco de gelo