


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Twf2 Para Wb, Ip, Elisa - Q6Ibs0

Número do item: CM0006961



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra TWF2 humano (Twintilin-2), validado para aplicações de WB, IP e ELISA. Apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Reconhece uma proteína de aproximadamente 40 kDa envolvida na dinâmica da actina e na endocitose mediada por clatrina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TWF2 Rabbit mAb
Observações/Alcunhas	A6r; A6RP; PTK9L; MSTP011; TWF2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	11344
ID do Gene	11344
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-349 de TWF2 humano. (NP_009215.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q6IBS0
Peso da Proteína	40 kDa
Envio	Bolsa de gelo