

Anticorpo Policlonal Anti-Twist Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Número do item: CM0025904



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra a proteína Twist humana (TWIST1, bHLHa38). Validado para WB, IHC-P, ELISA; reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para pesquisa em regulação da transcrição, desenvolvimento craniofacial e miogênese.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Twist Rabbit pAb
Observações/Alias	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Espécie	Humana
GeneID (humano)	7291
GeneID	7291
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-100 de Twist (NP_000465.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q15672
Peso da Proteína	21kDa
Transporte	Saco de gelo