

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Twist Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q15672

Número do item: CM0023779



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra Twist humano (TWIST1) para WB, IHC-P, ELISA. Validado em humano, rato, rato. Ideal para estudar regulação transcricional, miogênese e craniossinostose.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Twist
Observações/Apelido	CRS; CSO; SCS; ACS3; CRS1; BPES2; BPES3; SWCOS; TWIST; bHLHa38; Twist
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7291
ID do Gene	7291
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 51-150 do Twist humano (NP_000465.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	Q15672
Peso da Proteína	21kDa
Envio	Bolsa de Gelo