

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-TxlNa Para Wb, Elisa - P40222

Número do item: CM0020154

introdução

Anticorpo policlonal de coelho Anti-TXLNA validado para WB, ELISA. Reconhece alfa-taxilina humana (62 kDa, ID do gene 200081), uma proteína envolvida no tráfego de vesículas intracelulares e exocitose. Para uso em pesquisa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TXLNA pAb de Coelho
Observações/Apelido	IL14; TXLN; TXLNA
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	200081
Imunogénio	Proteína recombinante correspondente aos aminoácidos 1-160 da TXLNA humana (NP_787048.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40222
Peso da Proteína	62kDa

Envio