

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-TxlNa Para Wb, If/Icc, Elisa - P40222

Número do item: CM0019666

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à alfa-taxilina humana (TXLNA). Adequado para Western blot, IF/ICC e ELISA. Ideal para estudar o tráfego de vesículas intracelulares e a exocitose dependente de cálcio.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TXLNA pAb de Coelho
Observações/Apelido	IL14; TXLN; TXLNA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	200081
GeneID	200081
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-160 da TXLNA humana (NP_787048.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano
SWISS	P40222
Peso Proteico	62kDa
Envio	Saco de Gelo