

Anticorpo Policlonar De Coelho Anti-Txndc12 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O95881

Número do item: CM0018647



introdução

Anticorpo policlonar de coelho direcionado ao TXNDC12 humano (ERp18/ERp19), validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para estudar a atividade da proteína dissulfeto isomerase do RE e a regulação redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TXNDC12 Rabbit pAb
Observações/Apelidos	AG1, AGR1, ERP16, ERP18, ERP19, TLP19, hAG-1, PDIA16, hTLP19, TXNDC12
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	51060
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 93-172 do TXNDC12 humano (NP_056997.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O95881
Peso da Proteína	19 kDa
Transporte	Bolsa de gelo