


Anticorpo Policlonal Anti-Txndc5 Para Wb - Q8Nbs9

Número do item: CM0018664



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TXNDC5 humano (ERp46), validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage cruzadamente com humano, camundongo, rato. Ideal para estudar o enovelamento de proteínas do RE e a formação de ligações dissulfeto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TXNDC5 pAb de Coelho
Observações/Apelido	HCC2; ERP46; HCC-2; STRF8; PDIA15; UNQ364; ENDOPDI; TXNDC5
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	81567
GeneID	81567
Imunógeno	Proteína recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-324 do TXNDC5 humano (NP_001139021.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBS9
Peso da Proteína	48kDa
Envio	Saco com gelo