

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Txndc9 Para Wb, Ihc-P, Elisa - O14530

Número do item: CM0030321

introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TXNDC9, validado para WB, IHC-P e ELISA. Detecta TXNDC9 humano, de rato e camundongo, um regulador negativo da atividade ATPase da chaperonina TCP1 envolvida na dobra de actina e tubulina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TXNDC9 Coelho pAb
Observações/Apelido	APACD, PHLP3, TXNDC9
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10190
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-110 do TXNDC9 humano (NP_005774.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O14530
Peso Proteico	27kDa
Envio	Saco de Gelo