


Anticorpo Policlonal Anti-Txnip Para Wb, Elisa - Q9H3M7

Número do item: CM0019797



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TXNIP (VDUP1) humano, adequado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo e rato. Ideal para estudos de estresse oxidativo, regulação do ciclo celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TXNIP Rabbit pAb
Observações/Apelidos	THIF; VDUP1; ARDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10628
GeneID	10628
Imunógeno	Peptídeo sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 291-391 do TXNIP humano. (NP_006463.3).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3M7
Peso Proteico	44kDa
Envio	Bolsa de gelo