


Anticorpo Policlonal De Coelho Contra Txnip Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9H3M7

Número do item: CM0026063



introdução

A CamelBio oferece anticorpo policlonal de coelho anti-TXNIP validado para WB, IF/ICC, ELISA. Detecta TXNIP humano, de camundongo e de rato (~44 kDa). Atua no estresse oxidativo, parada do ciclo celular e supressão tumoral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TXNIP Rabbit pAb
Observações/Alias	THIF; VDUP1; ARDC6; HHCPA78; EST01027; TXNIP
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	10628
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-166 do TXNIP humano (NP_006463.3)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9H3M7
Peso da Proteína	44 kDa
Transporte	Bolsa de gelo