


Anticorpo Policlonal Anti-Txnl1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - O43396

Número do item: CM0022924



introdução

Anticorpo policlonal de coelho que visa o TXNL1 humano (Proteína tipo tioredoxina 1), reativo com humano, camundongo, rato. Adequado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Swiss-Prot O43396. Uso em pesquisa em biologia redox.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	TXNL1 pAb de Coelho
Observações/Apelido	Txl; TXNL; TRP32; TXL-1; HEL-S-114; TXNL1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	9352
ID do Gene	9352
Imunógeno	Proteína recombinante; Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-289 do TXNL1 humano (NP_004777.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	O43396
Peso da Proteína	32kDa
Envio	Saco com gelo