


Anti-Txnl4A Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb E Elisa - P83876

Número do item: CM0016977



introdução

Anticorpo policlonal que visa o TXNL4A humano (Proteína tipo tiorredoxina 4A, também DIM1/U5-15kD). Validado para WB e ELISA com reatividade cruzada para camundongo. Adequado para pesquisas sobre o spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TXNL4A pAb Coelho
Observações/Apelido	BMKS, DIB1, DIM1, TXNL4, SNRNP15, U5-15kD, TXNL4A
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	10907
GeneID	10907
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-142 do TXNL4A humano (NP_006692.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P83876
Peso da Proteína	17kDa
Envio	Saco de gelo