

Anticorpo Policlonado Anti-Txnl4B Para Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nx01

Número do item: CM0028154



introdução

Anticorpo policlonado de coelho direcionado a TXNL4B (DLP/Dim2). Validado para WB, IF/ICC, ELISA. Reage com espécies humanas e de camundongo. Está envolvido no splicing de pré-mRNA e na transição S/G2 do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	TXNL4B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	DLP; Dim2; TXNL4B
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	54957
ID do Gene	54957
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-149 da TXNL4B humana (NP_060323.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonados
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	Q9NX01
Peso Molecular da Proteína	17kDa
Transporte	Saco de gelo