


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tyk2 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P29597

Número do item: CM0021533



introdução

O pAb de coelho contra TYK2 detecta TYK2 humano, de camundongo e de rato por Western blot, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Esta quinase da família JAK de 134 kDa medeia a sinalização de interferons e citocinas, sendo essencial para a imunidade inata e adaptativa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho contra TYK2
Observações/Apelido	JTK1; IMD35; TYK2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7297
ID do Gene	7297
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1102-1182 de TYK2 humano (NP_003322.3).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P29597
Peso da Proteína	134kDa
Envio	Bolsa de gelo