


Anticorpo Policlonal Anti-Tymp Para Wb E Elisa - P19971

Número do item: CM0016134



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra TYMP (fosforilase de timidina/PD-ECGF), validado para WB e ELISA em amostras humanas e de rato. Essencial para pesquisas sobre angiogênese e metabolismo de nucleosídeos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de coelho anti-TYMP
Observações/Alias	TP; ECGF; ECGF1; MNGIE; MEDPS1; MTDPS1; PDECGF; hPD-ECGF; TYMP
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	1890
Imunógeno	Proteína recombinante
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P19971
Peso da Proteína	50 kDa
Envio	Bolsa de gelo