

Anticorpo Policlonal Coelho Anti-Tyms Para Wb, Ihc-P, Elisa - P04818

Número do item: CM0018583



introdução

Anticorpo Policlonal Coelho TYMS validado para WB, IHC-P, ELISA. Detecta timidilato sintase humana e de camundongo (TS, TMS, HST422), uma enzima chave na biossíntese de novo de timidilato e na pesquisa do câncer.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Policlonal Coelho TYMS
Observações/Apelido	TS; TMS; DKCD; HST422; TYMS
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7298
ID do Gene	7298
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-313 da TYMS humana (NP_001062.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	P04818
Peso Proteico	36kDa
Envio	Saco de gelo