

Anticorpo Monoclonal Anti-Tyro3 Para Wb E Elisa - Q06418

Número do item: CM0002124



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante contra o Tyro3 humano (Q06418), validado para WB e ELISA, reage cruzadamente com camundongo e rato. Ideal para estudar a sobrevivência celular, migração e mecanismos de entrada viral.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tyro3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	BYK; Dtk; RSE; Rek; Sky; Tif; Etk-2; Tyro3
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7301
ID do Gene	7301
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 791-890 do Tyro3 humano (Q06418).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q06418
Peso da Proteína	97kDa
Envio	Saco com gelo