

Anticorpo Policlonal Anti-Tyrobp Para Wb, Elisa - 043914

Número do item: CM0018623



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra TYROBP humano (DAP12), validado para Western blot e ELISA. Apresenta reação cruzada com camundongo e rato. Adequado para pesquisas sobre sinalização imune e desenvolvimento de osteoclastos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	TYROBP Rabbit pAb
Observações/Aliaças	DAP12; KARAP; PLOSL; PLOSL1; TYROBP
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7305
GeneID	7305
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-113 do TYROBP humano (NP_003323.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade cruzada	Camundongo, rato
SWISS	O43914
Peso molecular	12 kDa
Envio	Bolsa de gelo