

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tirosinase Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P14679

Número do item: CM0016599



introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra a Tirosinase humana, validado para WB, IF-P, IHC-P e ELISA. Reage com humanos, camundongos e ratos. Ideal para pesquisas sobre biossíntese de melanina e pigmentação.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	pAb de Coelho Anti-Tirosinase
Observações/Apelidos	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCAIA; SHEP3; Tirosinase
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7299
GeneID	7299
Imunógeno	Peptídeo sintético: um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 20-340 da Tirosinase humana (NP_000363.1).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	P14679
Peso da Proteína	60 kDa
Envio	Bolsa de gelo