

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tirosinase Para Wb, Ihc-P, Elisa - P14679

Número do item: CM0018725



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Tirosinase (60kDa) adequado para WB, IHC-P, ELISA. Reage com humano, rato. Tem como alvo a enzima de biossíntese de melanina; ideal para pesquisas sobre albinismo e melanoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tirosinase pAb Coelho
Observações/Apelido	ATN; CMM8; OCA1; OCA1A; OCAIA; SHEP3; Tirosinase
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7299
GeneID	7299
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 20-340 da Tirosinase humana (NP_000363.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P14679
Peso Proteico	60kDa
Envio	Saco de gelo