


Anticorpo Monoclonal Anti-Tirosina Hidroxilase Para Wb, Ihc, If, Elisa - P07101

Número do item: CM0004093



introdução

Anticorpo monoclonal recombinante de coelho direcionado à Tirosina Hidroxilase (TH, TYH) humana. Validado para WB, IF/ICC, IHC-P e ELISA, com reatividade cruzada com camundongo e rato. Indicado para pesquisas sobre catecolaminas e doença de Parkinson.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tirosina Hidroxilase Rabbit mAb
Observações/Alias	TYH; DYT14; DYT5b
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7054
GeneID	7054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 411-528 da Tirosina Hidroxilase humana (NP_954986.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07101
Peso da Proteína	59kDa
Transporte	Bolsa de gelo