


Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Tirosina Hidroxilase Para Wb, If/Icc, Elisa - P07101

Número do item: CM0012881



introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-Tirosina Hidroxilase de alta qualidade validado para Western Blot, IF/ICC, ELISA em humano, camundongo, rato. Ideal para pesquisa de biossíntese de catecolaminas e desenvolvimento de ensaios para IVD.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Especificação
Nome do Produto	Tirosina Hidroxilase pAb de Coelho
Observações/Apelido	TYH; DYT14; DYT5b; Tirosina Hidroxilase
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7054
ID do Gene	7054
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 411-528 da Tirosina Hidroxilase humana (NP_954986.2)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07101
Peso da Proteína	59kDa
Envio	Saco com gelo