


Anticorpo Policlonar De Coelho Contra Tirosina Hidroxilase Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P07101

Número do item: CM0016247



introdução

Anticorpo policlonar de coelho contra Tirosina Hidroxilase humana, validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com espécies humanas, de camundongo e de rato. Tem como alvo a enzima limitante da velocidade na biossíntese de catecolaminas, sendo adequado para pesquisas em neurociência.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Tirosina Hidroxilase Coelho pAb
Observações/Alias	TYH; DYT14; DYT5b; Tirosina Hidroxilase
Espécie	Humana
GeneID (Humano)	7054
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 411-528 da Tirosina Hidroxilase humana (NP_954986.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P07101
Peso da Proteína	45-59 kDa
Envio	Bolsa de gelo