

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-U1A/Snrpa Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P09012

Número do item: CM0008313



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho de alta especificidade que visa a U1A/SNRPA, validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA em amostras humanas, de camundongo e de rato. Ideal para pesquisas sobre spliceossomo e processamento de RNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	U1A/SNRPA Rabbit mAb
Observações/Apelido	U1A; Mud1; U1-A; U1A/SNRPA
Espécie	Humano
GeneID (humano)	6626
GeneID	6626
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 da U1A/SNRPA humana (P09012).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P09012
Peso da Proteína	31kDa
Envio	Saco com gelo