


Anticorpo Policlonal Coelho Anti-U2Af1 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - Q01081

Número do item: CM0017765



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado ao U2AF1 humano, a subunidade de 35 kDa do fator de splicing U2AF. Comprovado em WB, IHC-P, IP, ELISA; reage de forma cruzada com camundongo e rato. Ideal para pesquisa de splicing de pré-mRNA e diagnóstica.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	U2AF1 Coelho pAb
Observações/Apelido	RN; FP793; U2AF35; U2AFBP; RNU2AF1; U2AF1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7307
Imunógeno	Peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do U2AF1 humano (NP_006749.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q01081
Peso Proteico	28kDa
Envio	Saco de gelo