

Anticorpo Monoclonal Anti-U2Af2/U2Af65 Para Wb, Ihc-P, Ip, Elisa - P26368

Número do item: CM0009930



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra U2AF2/U2AF65 humano (P26368). Validado para WB, IHC-P, IP e ELISA; apresenta reação cruzada com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos de splicing e processamento de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	mAb de coelho U2AF2/U2AF65
Observações/Apelido	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11338
GeneID	11338
Imunógeno	Peptídeo sintético - Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência entre os aminoácidos 376-475 de U2AF2/U2AF2/U2AF65 humano (P26368).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IP, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P26368
Peso da proteína	54 kDa
Envio	Bolsa de gelo