

Anticorpo Policlonal Anti-U2Af2/U2Af65 Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P26368

Número do item: CM0022389



introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado contra U2AF2/U2AF65 humano. Validado para WB, IF/ICC, IP e ELISA. Reage de forma cruzada com humano e rato. Ideal para pesquisa em splicing, processamento de extremidade 3' e exportação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	U2AF2/U2AF65 pAb de Coelho
Observações/Apelido	U2AF65; U2AF2/U2AF65
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	11338
GeneID	11338
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 192-471 do U2AF2/U2AF65 humano (NP_001012496.1)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato
SWISS	P26368
Peso Molecular da Proteína	54kDa
Envio	Saco de gelo