

Anticorpo Policloonal De Coelho Anti-Uaca Para Wb E Elisa - Q9Bzf9

Número do item: CM0028301

introdução

Anticorpo policlonal de coelho de alta qualidade contra UACA (NUCLING) humano, validado para Western blot e ELISA. Reage com amostras humanas, de camundongo e rato. Ideal para estudos de apoptose e citoesqueleto.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UACA Rabbit pAb
Observações/Alias	NUCLING; UACA
Espécie	Humano
GenelD (Humano)	55075
GenelD	55075
Imunógeno	Proteína recombinante
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q9BZF9
Peso Molecular da Proteína	163kDa
Envio	Bolsa de gelo