

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Uap1 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q16222

Número do item: CM0010899



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado à UAP1 humana (Q16222), adequado para WB, IF/ICC, ELISA, com reatividade cruzada para camundongo e rato. Útil para investigar a biossíntese de UDP-GlcNAc e a sinalização imune inata.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UAP1 Coelho mAb
Observações/Apelido	AGX; AGX1; AGX2; SPAG2; UAP1
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	6675
GeneID	6675
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 400-500 da UAP1 humana (Q16222).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q16222
Peso Proteico	59kDa
Envio	Saco de Gelo