


Anticorpo Monoclonal Anti-Uap56/Ddx39B Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q13838

Número do item: CM0007990



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho direcionado contra UAP56/DDX39B humano (Q13838), validado para WB, IHC-P e ELISA. Reconhece proteínas humanas, de camundongo e de rato. Imunógeno recombinante (aa310-428). Ideal para pesquisas sobre exportação de mRNA e o spliceossomo.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UAP56/DDX39B Rabbit mAb
Observações/Apelido	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7919
ID do Gene	7919
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 310-428 de UAP56/DDX39B humano (Q13838).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humana, Camundongo, Rato
SWISS	Q13838
Peso da Proteína	49kDa
Envio	Bolsa de gelo