


Anticorpo Policlonal Anti-Uap56/Ddx39B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q13838

Número do item: CM0025422



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UAP56/DDX39B (BAT1), uma helicase de RNA do spliceossoma de 49 kDa. Validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA em humano, rato e camundongo. Ideal para estudos de processamento e exportação de mRNA.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UAP56/DDX39B pAb de Coelho
Observações/Apelido	BAT1; UAP56; D6S81E; UAP56/DDX39B
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7919
GeneID	7919
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 319-428 do UAP56/DDX39B humano (NP_004631.1).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Camundongo
SWISS	Q13838
Peso Molecular da Proteína	49kDa
Transporte	Bolsa de gelo