


Anticorpo Policlonal Anti-Uba1 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P22314

Número do item: CM0017867



introdução

Anticorpo policlonal anti-UBA1 de coelho, de alta qualidade, validado para WB, IHC-P, IF/ICC e ELISA. Reage com UBA1 humano, de camundongo e de rato (118 kDa). Ideal para estudos do sistema ubiquitina-proteassoma.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do produto	UBA1 pAb de coelho
Observações/alias	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Espécie	Humano
ID do gene	7317
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 300-600 da UBA1 humana (NP_695012.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade cruzada	Humano, camundongo, rato
SWISS	P22314
Peso da proteína	118 kDa
Envio	Gelo reutilizável