


Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Uba1 Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314

Número do item: CM0003989



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho anti-UBA1 de alta qualidade validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA em humano, camundongo e rato. Tem como alvo a enzima ativadora de ubiquitina E1 (P22314) para pesquisas sobre a via ubiquitina-proteassoma e reparo de DNA.

[Saiba mais](#)

Especificação	Detalhes
Nome do Produto	UBA1 Coelho mAb
Observações/Apelidos	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124; UBA1
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	7317
ID do Gene	7317
Imunógeno	Peptídeo Sintético Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 959-1058 da UBA1 humana (P22314).
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P22314
Peso da Proteína	118kDa
Transporte	Bolsa de gelo