


Anti-Uba1/7 Rabbit Polymab® Para Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P22314 / P41226

Número do item: CM0007828



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho recombinante direcionado à UBA1 e UBA7 humana (UniProt P22314/P41226), validado para WB, IF-P, IHC-P, ELISA. Adequado para pesquisa na via da ubiquitina.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBA1/7 Rabbit PolymAb®
Observações/Apêndice	A1S9; A1ST; GXP1; UBE1; A1S9T; AMCX1; POC20; SMAX2; UBA1A; UBE1X; VEXAS; CFAP124
Espécie	Humana
ID do Gene (Humano)	7317/7318
ID do Gene	7317/7318
Imunogénio	Péptido sintético
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Rato, Rato
SWISS	P22314/P41226
Peso Proteico	118kDa/112kDa
Envio	Saco de gelo