

Anticorpo Monoclonal De Coelho Anti-Uba3 Para Wb, Elisa - Q8Tbc4

Número do item: CM0003660



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra UBA3 (subunidade catalítica da enzima E1 ativadora de NEDD8, 52 kDa). Validado para WB e ELISA; reage cruzadamente com humano, camundongo e rato. Ideal para estudos da via de neddylation e do ciclo celular.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBA3 Rabbit mAb
Observações/Apelido	NAE2, UBE1C, hUBA3, UBA3
Espécie	Humano
GeneID (humano)	9039
GeneID	9039
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-463 do UBA3 humano (NP_003959.3)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TBC4
Peso da Proteína	52kDa
Envio	Saco de gelo