

## Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Uba5 Para Wb, Ihc-P, Elisa - Q9Gzz9

Número do item: CM0014309



### introdução

Anticorpo policlonal de coelho dirigido a UBA5 (enzima ativadora de modificador do tipo ubiquitina 5) para uso em WB, IHC-P e ELISA em amostras humanas, de camundongo e rato. Adequado para estudos de ufmição.

[Saiba mais](#)

| Parâmetro            | Valor                                                                                                                                          |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nome do Produto      | UBA5 Rabbit pAb                                                                                                                                |
| Observações/Apelidos | DEE44; EIEE44; SCAR24; THIFP1; UBE1DC1; UBA5                                                                                                   |
| Espécie              | Humano                                                                                                                                         |
| ID do Gene (Humano)  | 79876                                                                                                                                          |
| Imunógeno            | Proteína Recombinante Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-404 da UBA5 humana (NP_079094.1). |
| Origem               | Coelho                                                                                                                                         |
| Categoria            | Anticorpos Policlonais                                                                                                                         |
| Aplicação            | WB, IHC-P, ELISA                                                                                                                               |
| Reatividade Cruzada  | Humano, Camundongo, Rato                                                                                                                       |
| SWISS                | Q9GZZ9                                                                                                                                         |
| Peso da Proteína     | 45kDa                                                                                                                                          |
| Envio                | Saco de gelo                                                                                                                                   |