

Anticorpo Monoclonal Coelho Anti-Uba52 Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P62987

Número do item: CM0003467



introdução

Anticorpo monoclonal de coelho contra UBA52 humano (P62987). Validado para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage de forma cruzada com camundongo e rato. Detecta a proteína de fusão ubiquitina-ribossomal L40, adequado para pesquisa da via da ubiquitina e tradução.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	Anticorpo Monoclonal Coelho UBA52 (mAb)
Observações/Apelido	L40; CEP52; RPL40; HUBCEP52; UBA52
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	7311
GeneID	7311
Imunógeno	Um peptídeo sintético correspondente a uma sequência dentro dos aminoácidos 1-100 do UBA52 humano (P62987).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Monoclonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	P62987
Peso Proteico	15kDa
Envio	Em saco de gelo