


Anti-Uba6 Anticorpo Policlonal De Coelho Para Wb, If/Icc, Ip, Elisa - A0Avt1

Número do item: CM0026263



introdução

Anticorpo policlonal de coelho validado contra UBA6 (UBE1L2, E1-L2), uma enzima ativadora de ubiquitina. Adequado para WB, IF/ICC, IP, ELISA em amostras humanas e de camundongo. Ideal para pesquisas sobre a via da ubiquitina e fertilidade.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBA6 Rabbit pAb
Observações/Apelido	E1-L2, MOP-4, UBE1L2, UBA6
Espécie	Humano
GeneID	55236
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-260 do UBA6 humano (NP_060697.4).
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, IP, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo
SWISS	A0AVT1
Peso Proteico	118kDa
Envio	Saco de gelo