

Anticorpo Policlonal Anti-Ubac2 Para Wb, If/Icc, Elisa - Q8Nbm4

Número do item: CM0015365

introdução

Anticorpo policlonal de coelho direcionado à proteína 2 contendo domínio associado à ubiquitina (UBAC2). Validado para Western blot, imunofluorescência e ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Envolvido em ER-fagia e sinalização Wnt.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBAC2 Rabbit pAb
Observações/Apelido	PHGDHL1; UBAC2
Espécie	Humano
ID do Gene (Humano)	337867
ID do Gene	337867
Imunógeno	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-310 da UBAC2 humana (NP_001137544.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8NBM4
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de Gelo