

Anticorpo Policlonal De Coelho Anti-Ubac2 Para Wb, Elisa - Q8Nbm4

Número do item: CM0023044

introdução

Anticorpo Policlonal de Coelho Anti-UBAC2 de alta qualidade validado para WB e ELISA. Reage com UBAC2 humano e de camundongo, um recetor de ER-fagia e regulador da sinalização Wnt. Essencial para estudos de autofagia e sinalização de linfócitos.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBAC2 pAb de Coelho
Observações/Pseudônimo	PHGDHL1, UBAC2
Espécie	Humano
GeneID (Humano)	337867
GeneID	337867
Imunogénio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 220-310 do UBAC2 humano (NP_001137544.1)
Fonte	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, ELISA
Reatividade Cruzada	Camundongo
SWISS	Q8NBM4
Peso Proteico	39kDa
Envio	Saco de gelo