

Anticorpo Policlonal Anti-Ubash3B Para Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q8Tf42

Número do item: CM0030893



introdução

Anticorpo policlonal de coelho contra UBASH3B (STS-1/TULA-2) para WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reage com humano, camundongo e rato. Ideal para estudar a via de sinalização da quinase de tirosina de receptor e as vias de ubiquitinação. 73kDa.

[Saiba mais](#)

Parâmetro	Valor
Nome do Produto	UBASH3B Rabbit pAb
Observações/Apelidos	p70, STS1, STS-1, TULA2, TULA-2, UBASH3B
Espécie	Humano
ID do Gene	84959
Imunogênio	Proteína de fusão recombinante contendo uma sequência correspondente aos aminoácidos 1-300 da UBASH3B humana (NP_116262.2)
Origem	Coelho
Categoria	Anticorpos Policlonais
Aplicação	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Reatividade Cruzada	Humano, Camundongo, Rato
SWISS	Q8TF42
Peso da Proteína	73kDa
Envio	Saco de gelo